

СОДЕРЖАНИЕ

Аппарат AIR-FLOW® HANDY 2+	2
Аппарат AIR-FLOW® HANDY PERIO	3
Аппарат AIR-FLOW® S1+	4
Аппарат AIR-FLOW® S2+	5
Аппарат AIR-FLOW® PREP K1 MAX	7
Аппарат AIR FLOW Master Perio	8
Аппарат AIR FLOW Master Piezon	9
Аппарат Piezon Master Surgery	10
СИСТЕМЫ ДЛЯ АППАРАТА Piezon Master Surgery	11
Встраиваемый ультразвуковой модуль Piezon Scaler	12
Аппарат Mini Piezon	13
Аппарат Mini Master	14
Аппарат Mini Master LED	14
Система 501.3 для пародонтологии	15
Система 502.1 для пародонтологии	16
Система 502.3 для удаления камня	17
Система 503.2 для эндодонтии	18
Обзор систем серии 500	19
Аппарат Piezon Master 600	20
Аппарат Piezon Master 700	21
Системы к аппарату Piezon Master 600	22
Насадки и файлы	25
Лампа для полимеризации Swiss Master Light	31
Лампа для полимеризации DEEP BLUE® Аксессуары	32
Тележка	33
Расходные материалы: порошок Эр-Фло, Эр-Фло Преп, Эр-Фло Перо	34

Аппарат AIR-FLOW® HANDY 2+



Легкий, изящный наконечник серии Эр-Фло для полирования зубов и удаления мягкого налета, с современным дизайном и маленькой обтекаемой головкой под все виды быстросъемных соединений и разъемов турбинных шлангов ведущих мировых производителей стоматологического оборудования

Выпускается под различные виды разъемов шлангов: Midwest, Borden и быстросъемных соединений W&H, Kavo, Sirona, Bien-Air, NSK, NSK/L, Castellini.

ХЭНДИ 2 ПОМОЖЕТ ВАМ:

- Удалить налет и мягкие зубные отложения
- Очистить и тем самым подготовить операционное поле
- Возвратить зубам пациента естественный, здоровый цвет (с легким отбеливающим эффектом!)
- Обеспечить оптимальную адгезию для композитных материалов
- Обеспечить профилактику кариеса и заболеваний пародонта

Порошок засыпается в сферическую полость, встроенную в корпус наконечника, носовая часть наконечника вращается.

1 корпус наконечника с вращающейся носовой частью с насадкой для полирования 120 градусов
1 крышка резервуара порошка запасная
иглы для очистки (длинная и короткая) + запасные прокладки

2

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-170+	AIR-FLOW Handy 2 Kavo	1.189,90
	AIR-FLOW Handy 2 W&H	1.189,90
	AIR-FLOW Handy 2 Bien Air	1.189,90
	AIR-FLOW Handy 2 Midwest	1.189,90
	AIR-FLOW Handy 2 Castellini	1.189,90
	AIR-FLOW Handy 2 NSK	1.189,90
	AIR-FLOW Handy 2 NSK	1.189,90
	AIR-FLOW Handy 2 Borden	1.189,90
	AIR-FLOW Handy 2 Morita	1.189,90
	AIR-FLOW Handy 2 Sirona	1.189,90

Аппарат AIR-FLOW® HANDY PERIO*

Первый в мире аппарат для профилактических работ в десневых карманах.
Специально разработан для удаления биопленки под десной.
Уникальный PERIO-FLOW наконечник включающий одноразовый стерильный носик.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 1 аппарат AIR-FLOW handy PERIO наконечником
- 1 розовая запасная крышка для резервуара порошка
- 40 одноразовых стерильных силиконовых носиков
- 1 оригинальный порошок AIR-FLOW PERIO (120 гр.)
- 1 набор запасных прокладок

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

давление воды 0,7 - 1,5 бар, давление воздуха 3-4 бар.



АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-197	AIR-FLOW Handy PERIO (W&H)	1.408,20
DT-081	PERIO-FLOW одноразовые стерильные силиконовые носики для аппаратов AIR-FLOW handy PERIO, AIR-FLOW MASTER 1x40 шт.	87,30

* Цены вы сможете узнать у дилеров компании EMS SA

Аппарат AIR-FLOW® S1+

АППАРАТ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ И УДАЛЕНИЯ НАЛЕТА НА ЛЮБЫХ УЧАСТКАХ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ МЕТОДОМ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ.

БОЛЕЕ УДОБНАЯ ФОРМА НОСОВОЙ ЧАСТИ НАКОНЕЧНИКА ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ

- Прочный корпус, белого цвета, устойчив к ультрафиолету.
- Встроенные кнопки и гладкие линии облегчают очистку поверхности.
- Держатель наконечника может вращаться и имеет фиксатор.
- Необходимо подключение к системам подачи воды, сжатого воздуха и электричества.

НАЗНАЧЕНИЕ

- удаление налета и мягких зубных отложений
- профилактика кариеса и заболеваний пародонта
- обеспечение оптимальной адгезии для композитных материалов
- возвращение зубам естественного, здорового цвета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Давление воды: мин. 1,5 Бар

Давление воздуха: 4,5 – 7 Бар

Электричество: 220 В – 50 Гц



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 4
- 1 корпус аппарата Эр-Фло
 - 2 наконечника для полирования, стерилизуемые в автоклаве при 134°C
 - 2 иглы для очистки каналов
 - 1 стерилизационный бокс (стерилизация при 134°C)
 - 1 серый силиконовый шланг для полирования, съемный
 - 1 водный шланг с разъемом
 - 1 воздушный шланг с разъемом
 - 1 ключ для замены водного фильтра
 - 1 электрический кабель питания
 - 1 пневматическая педаль управления
 - 1 инструкция по эксплуатации

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-167+	ЭР-ФЛО С1 Плюс	2.565,30

Аппарат AIR-FLOW® S2+

КОМБИНИРОВАННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ

Объединяет пескоструйный метод для удаления мягких зубных отложений, очистки и полировки зубов и ультразвуковой пьезокерамический метод для удаления твердых зубных отложений.

Более удобная форма носовой части наконечника для полирования

- Прочный корпус, белого цвета, устойчивый к ультрафиолету.
- Встроенные кнопки и гладкие линии облегчают очистку поверхности.
- Держатель наконечника может вращаться и имеет фиксатор.
- Необходимо подключение к системам подачи воды, сжатого воздуха и электричества.
- Может устанавливаться на специальную тележку.



НАЗНАЧЕНИЕ

- удаление налета и мягких зубных отложений
- удаление твердых зубных отложений
- профилактика кариеса
- лечение заболеваний пародонта
- обеспечение оптимальной адгезии для композитных материалов
- возвращение зубам естественного, здорового цвета
- с аппаратом могут использоваться другие системы и насадки, выпускаемые фирмой EMS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Давление воды: мин. 1,5 Бар
Давление воздуха: 4,5 – 7 Бар
Электричество: 220 В – 50 Гц

РАЗМЕРЫ:

Ширина 246 мм,
глубина 240 мм + шланги и кабели,
высота 120 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 1 корпус аппарата Эр-Фло С2 плюс с держателями для двух наконечников
- 1 электрический кабель питания
- 1 пневматическая педаль управления
- 1 инструкция по эксплуатации

МОДУЛЬ ЭР-ФЛО:

- 2 наконечника для полирования, стерилизуемые в автоклаве при 134°C
- 2 иглы для очистки каналов
- 1 стерилизационный бокс, стерилизуемый в автоклаве при 134°C
- 1 серый силиконовый шланг для полирования, съемный
- 1 водный шланг с разъемом
- 1 воздушный шланг с разъемом
- 1 ключ для замены водного фильтра
- 1 флакон порошка 300 г

МОДУЛЬ ПЬЕЗОН:

- 1 ультразвуковой наконечник для удаления зубного камня, стерилизуемый при 134°C
- 1 серый силиконовый шланг для ультразвукового наконечника
- 1 насадка А, стерилизуемая при 134°C
- 1 насадка Р, стерилизуемая при 134°C
- 1 насадка PS, стерилизуемая при 134°C
- 1 стерилизационный бокс, стерилизуемый при 134°C
- 3 стерилизуемых ключа для насадок «Комби-Торк»

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-169+	AIR-FLOW S2 Плюс	3.798,90

Аппарат AIR-FLOW® PREP K1 MAX

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С АБРАЗИВНЫМ ПОРОШКОМ (ОКСИД АЛЮМИНИЯ) ДЛЯ:

- Подготовки фиссур к запечатыванию после очистки и вскрытия
- Устранения пигментированных участков зуба перед герметизацией
- Удаления поверхностного кариеса с сохранением фиссуры

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА:

- сводит к минимуму необходимость использования обезболивающих средств и вращающихся инструментов
- сокращает время операции
- минимальное аэрозольное облако
- струя точно направлена
- порошок нетоксичен, химически стабилен, неагрессивен к амальгаме
- аппарат может устанавливаться на специальную тележку
- легкость очистки и ухода

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ:

- 1 корпус Эр-Фло Преп
- 1 силиконовый шланг
- 1 наконечник
- 2 корпуса наконечника с запасной носовой частью
- 1 стерилизационный бокс
- 1 флакон с 250 г алюминиевого порошка
- 1 педаль управления
- 1 водный шланг с разъемом
- 1 воздушный шланг с разъемом
- 1 электрический кабель
- 1 инструкция по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Давление воды: 1,0 – 5,0 Бар
Давление воздуха: 4,5 – 7 Бар
Электричество: 220 В – 50 Гц

РАЗМЕРЫ:

Ширина 246 мм, глубина 240 мм + шланги, высота 120 мм



7

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-108 CA	AIR-FLOW prep K1	3.602,90

Аппарат AIR FLOW Master Perio



ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ:

Корпус аппарата

Наконечник AIR FLOW

Наконечник PERIO FLOW

Бокс для стерилизации

Насадка силиконовая PERIO FLOW

Ножная педаль многофункциональная

Емкость для порошка AIR FLOW

Емкость для порошка AIR FLOW PERIO

Профилактический порошок AIR FLOW (300 гр.)

Профилактический порошок AIR FLOW SOFT (200 гр.)

Порошок для профилактики пародонтологических заболеваний (120 гр.)

8

АПТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-188	Аппарат AIR FLOW Master Perio	6.113,10

Аппарат AIR FLOW Master Piezon

Комплексная профилактика, на основе оригинальных методов Air-Flow®, Perio-Flow® и Piezon®.

Единственный в своем роде прибор сочетающий удаление над и под-десневых отложений. Модуль для воздушно-абразивной обработки дооснащен наконечником Perio-Flow, что позволяет эффективно работать пародонтальных карманах глубиной до 10 мм.



ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ:

- 1 наконечник Piezon LED с подсветкой операционного поля
- 1 наконечник Air-Flow
- 1 наконечник Perio-Flow
- Стерилизационный бокс
- 1 шланг для наконечника Piezon
- 1 шланг для наконечников Air-Flow и Perio-Flow
- Камера для порошка Air-Flow
- Камера для порошка Perio
- 40 одноразовых носиков Perio
- Емкость для УЗ видов работ, 350 мл
- Сетевой шнур
- Многофункциональная педаль
- 3 насадки А, Р, PS
- Банка порошка Air-Flow Classic
- 2 магнитных держателя

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-200	Аппарат AIR FLOW Master Piezon	6.500,00

Аппарат PIEZON MASTER SURGERY



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- пародонтальная хирургия
- имплантология
- амбулаторная хирургия
- челюстно-лицевая хирургия

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- сенсорная панель с тремя элементами для установки различных функций и уровнем производительности путем простого касания контрольных элементов.
- гарантия стерильности
- эксклюзивные швейцарские хирургические инструменты.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

- 1 корпус аппарата Piezon Master Surgery
- 1 стерилизационный бокс
- 1 наконечник
- 1 насадка SC, стерилизуемая при 134⁰C
- 1 насадка SL1, стерилизуемая при 134⁰C
- 1 насадка SL2, стерилизуемая при 134⁰C
- 1 насадка SL3, стерилизуемая при 134⁰C
- 1 насадка SL4, стерилизуемая при 134⁰C
- 1 наконечник
- 5 ключей Комби Торк
- 1 силиконовый шланг к наконечнику
- 1 электрическая ножная педаль
- 1 инструкция по применению

Арт. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-172	Piezon Master Surgery в комплекте с базовой системой (насадки SC, SL1, SL2, SL3, SL4), 1 наконечник, 5 ключей Комби Торк, бокс для стерилизации	6.495,20

СИСТЕМЫ ДЛЯ АППАРАТА PIEZON MASTER SURGERY



Арт. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FS-325	Basis System (инструменты SC, SL1, SL2, SL3, SL4, 5 ключей Комби Торк, бокс для стерилизации)	679,30
FS-326	Extraction System (инструменты EX1, EX2, EXL, EXR, 4 ключа Комби Торк, бокс для стерилизации)	508,20
FS-327	Bone System (инструменты BC, SL1, BCL, BCR, 4 ключа Комби Торк, бокс для стерилизации)	622,20
FS-328	Retro System (инструменты RS1, RS2, RS3, SL4, 4 ключа Комби Торк, бокс для стерилизации)	

Встраиваемый ультразвуковой модуль PIEZON SCALER

Встраиваемый в стоматологическую установку ультразвуковой модуль. С наконечником, входящим в состав KIT Piezon Master можно использовать и другие насадки производства EMS.

FS-266 Standart Piezon Scaler (встраиваемый в стом. установку, с насадками А, Р, PS)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

- 1 наконечник стерилизуемый при 134⁰С
- 1 силиконовый шланг стерилизуемый при 134⁰С
- 1 ультразвуковой модуль-генератор ультразвуковых колебаний
- 1 комплект цветных проводов
- 1 потенциометр
- 1 насадка А стерилизуемая при 134⁰С
- 1 насадка Р стерилизуемая при 134⁰С
- 1 насадка PS стерилизуемая при 134⁰С
- 1 цилиндрический ключ, стерилизуемый при 134⁰С
- 1 стерилизационный бокс

FS-273 Standart Light Scaler (встраиваемый в стом. установку, с насадками А, Р, PS)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

- 1 наконечник с оптикой
- 1 силиконовый шланг для наконечника с оптикой
- 1 ультразвуковой модуль-генератор ультразвуковых колебаний
- 1 комплект цветных проводов
- 1 потенциометр
- 1 насадка А стерилизуемая при 134⁰С
- 1 насадка Р стерилизуемая при 134⁰С
- 1 насадка PS стерилизуемая при 134⁰С
- 1 цилиндрический ключ, стерилизуемый при 134⁰С
- 1 стерилизационный бокс

12

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FS-266	Standart Piezon Scaler	641,90
FS-273	Piezon Light Scaler	1.105,80

Аппарат MINI PIEZON

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЯ

Благодаря своему дизайну, практическим качествам и необычному весу в 1994 году аппарат был удостоен Ганноверской премии в области промышленных разработок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые габариты, минимальный вес (600 г)
- прямолинейные колебания, контролируемые микропроцессором
- частота колебаний кончика насадки автоматически подстраивается под размеры и форму зубного конкремента благодаря постоянным замерам, производимым микропроцессором 7 раз в секунду. При этом плоскость колебаний кончика насадки не меняется
- здоровые ткани зуба не травмируются
- с аппаратом могут использоваться другие системы и насадки для ультразвуковых аппаратов, выпускаемых фирмой EMS

Подключается к системе подачи воды и электропитанию.

Поставляется с трансформатором.

Частота ультразвуковых колебаний — 25—32 тыс. Гц

СОЕДИНЕНИЯ:

Электропитание: 220 В — 50 Гц, с трансформатором.

Минимальный уровень давления воды: 1,5 Бар

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1 наконечник для удаления камня, стерилизуемый при 134°C

1 силиконовый шланг к наконечнику

1 насадка А, стерилизуемая при 134°C

1 насадка Р, стерилизуемая при 134°C

1 насадка PS, стерилизуемая при 134°C

1 стерилизационный бокс, стерилизуемый при 134°C

3 стерилизуемых ключа для насадок «Комби Торк»

1 водный шланг

1 электрический кабель

1 трансформатор 220 В

1 инструкция по эксплуатации



АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-080CN	Мини-Пьезон 220 VAC + система для удаления камня	1.189,90

Аппарат MINI MASTER

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АВТОНОМНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ:

- удаления камня
- лечения заболеваний пародонта
- эндодонтии
- эндодонтической микрохирургии
- снятия штифтов, коронок, мостов, уплотнения гуттаперчи, полировки амальгамы
- цементирования вкладок и виниров
- ультразвуковой обработки кариозных полостей алмазными насадками



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- с аппаратом могут использоваться любые системы серии 500
- с наконечником, входящим в базовую комплектацию, совместимы любые насадки производства EMS SA
- подключение только к электропитанию
- частота, форма и мощность колебаний контролируются микропроцессором
- максимальная мощность колебаний — до 32 тыс. Гц
- благодаря наличию автономной системы подачи жидкости может быть легко перемещен в любой другой кабинет или на другое рабочее место
- легкость ухода
- может устанавливаться на специальную тележку

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ:

1 корпус аппарата Мини-Мастер, устойчивый к ультрафиолету

1 стерилизационный бокс

1 ультразвуковой пьезокерамический наконечник

Все ультразвуковые наконечники EMS SA имеют внутреннюю трубку подводки воды, сделанную из материалов, защищающих наконечник от воздействия агрессивных медицинских растворов (типа гипохлорид натрия)

1 насадка А, стерилизуемая при 134°C

1 насадка Р, стерилизуемая при 134°C

1 насадка PS, стерилизуемая при 134°C

1 силиконовый шланг к наконечнику

1 электрическая ножная педаль

1 электрический кабель

2 контейнера для подачи жидкости с запасными прокладками

3 цилиндрических ключа Комби Торк, стерилизуемых при 134°C

1 инструкция по использованию

Арт. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-155CN	Мини-Мастер. Аппарат с системой для удаления камня и лечения заболеваний пародонта	1.844,80
FT-201	Мини Master LED - автономный ультразвуковой аппарат с подсветкой	2.139,60

Система 501.3 — Пародонтология

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА И УДАЛЕНИЯ КАМНЯ

Система 501.3 облегчает доступ к сложным участкам, например — к зонам фуркаций, разветвления корней, вогнутым корням различной формы, труднодоступным межзубным промежуткам, глубоким десневым карманам и т. п., обеспечивает глубокое промывание десневых карманов лекарственными растворами.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 1 наконечник, стерилизация при 134°C
- 1 насадка А, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PS, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PL1, с левым изгибом, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PL2, с правым изгибом, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PL3, прямая, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PL4, с левым изгибом, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PL5, с правым изгибом, стерилизация при 134°C
- 7 ключей Комби Торк, стерилизация при 134°C
- 1 стерилизационный бокс, стерилизация при 134°C
- 1 инструкция по использованию



* Стерилизация при 134°C.

АПТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FS-240	Система 501.3 Perio Pro Line	1.225,90

Система 502.1 — Пародонтология

- Для лечения заболеваний пародонта с применением ультразвука в сочетании с одновременной обработкой десневых карманов медикаментозными растворами.
- Для удаления камня.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1 наконечник, стерилизуемый при 134°C

1 насадка А в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C

1 насадка Р в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C

1 насадка PS в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C

1 стерилизационный бокс



АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FS-241	Система 502.1	696,50

Система 502.3 — Профилактика

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ ЗУБНОГО РЯДА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ.

БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ТКАНЕЙ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1 ультразвуковой наконечник, стерилизуемый при 134°C

1 насадка А в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C

1 насадка В в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C

1 насадка С в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C



АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FS-242	Система 502.3	552,40

Система 503.2 — Эндодонтия

Для работы в корневых каналах при синхронном воздействии ультразвука и дезинфицирующего раствора. Позволяет сохранять форму канала, упрощает процесс обработки. Система может использоваться для проведения работ по распломбировке каналов.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ:

- 1 наконечник, стерилизуемый при 134°C
- 1 эндодонтическая насадка 120°, стерилизуемая при 134°C
- 1 эндодонтическая насадка 90°, стерилизуемая при 134°C
- 1 насадка Н в ключе Комби Торк для применения в эндодонтии и уплотнения гуттаперчи
- 1 комплект из 5 боксов файлов разного размера, по 6 шт. в каждом боксе:
№№ файлов по ISO 15/20/25/30/35, длина 31 мм
- 1 эндодонтический ключ, стерилизуемый в автоклаве при 134°C
- 1 стерилизационный бокс



АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FS-244	Система 503.2	661,50

Обзор систем 500 к аппаратам серии «PIEZON»



АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FS-238	System 501.1 Система Perio Pro Line пародонтологическая с 2 наконечниками и насадками PS, PL1-PL5, PI, DPI, HPL с ключами Комби Торк	1.848,10
FS-239	System 501.2 Система Perio Pro Line пародонтологическая с 2 наконечниками и насадками P, PS PL1, PL2, PL3, PL4, PL5 с ключами Комби Торк	1.601,40
FS-240	System 501.3 Система Perio Pro Line пародонтологическая с наконечником и насадками A, PS, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5 с ключами Комби Торк	1.225,90
FS-241	System 502.1 Система пародонтологическая с наконечником и насадками A, P, PS с ключами Комби Торк	696,50
FS-242	System 502.3 Система для удаления камня с наконечником и насадками A, B, C с ключами Комби Торк	552,40
FS-243	System 503.1 Система Endo pro Master с наконечником и насадками H, D, RT1, RT2, RT3, файлами стандартными, Verutti и RE2, эндочаками 120 и 180 градусов с ключами Комби Торк	1.401,60
FS-244	System 503.2 Система Endo pro Ortho с наконечником и насадкой H, эндочаками 120 и 90 градусов, файлами стандартными, с ключом Комби Торк	661,50
FS-245	System 503.3 Система Endo pro Retro с наконечником и насадкой эндочак 120 градусов, файлами Verutti и RE2	884,20
FS-246	System 503.4 Система Endo pro Retreatment с наконечником и насадками D, RT1, RT2, RT3, эндочаком 180 градусов с ключами Комби Торк	863,50
FS-247	System 504.1 Система Restorative Pro Cavity с наконечником и насадками SM, SD, SB, SBM, SBD, PF, VE с ключами Комби Торк	1.142,90
EN-041	Универсальный ультразвуковой наконечник систем серии 500	534,00

Аппарат PIEZON MASTER 600

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АВТОНОМНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ:

- Эндодонтии
- Пародонтологии
- Реставрационных работ широкого профиля

Любую из трех программ можно выбрать с помощью специальных кнопок, расположенных на передней панели аппарата.

Пьезон-Мастер 600 обеспечит возможность подключения двух наконечников и двух контейнеров для подачи жидкости (до 40 минут непрерывной работы), большое разнообразие насадок, выбор промывающих жидкостей, регулировку интенсивности подачи ультразвука и жидкости. Ультразвуковые колебания — прямолинейные, частота 32 тыс. Гц

ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ!

Поставляется с двумя шлангами и одним наконечником.

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-129CN	Пьезон-Мастер 600, белый, с системой для удаления камня (наконечник с насадками А, Р, РS с ключами Комби Торк)	2.827,30
FT-147 CN	Пьезон-Мастер 600, металл, хром, с системой для удаления камня (наконечник с насадками А, Р, РS с ключами Комби Торк)	2.827,30



Аппарат PIEZON MASTER 700

Piezon Master 700 - новый автономный ультразвуковой аппарат, работающий по технологии i.Piezon. В комплекте 2 два наконечника с подсветкой, насадки для пародонтологии и снятия зубных отложений (8 насадок)



ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ:

Корпус аппарата

2 наконечника Piezon LED с подсветкой операционного поля

8 инструментов Piezon (A, P, PS, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе

2 емкости по 350 мл

2 магнитных держателя наконечников

2 шланга для наконечников

Сетевой провод

Многофункциональная педаль

1 наконечник, стерилизуемый при 134°C

21

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-194	Piezon Master 700 -	4.966,90

Системы к аппарату PIEZON MASTER 600



ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 601 PERIO PRO LINE / ПЕРИО ПРО ЛАЙН

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
601.1 FS-210	Наконечник 2, ключ для насадок 9, бокс размер 1/2, насадки PS, PL1-PL5, PI, DPL, HPL	1.855,80
601.2 FS-211	Наконечник 2, ключ для насадок 7, бокс размер 1/2, насадки P, PS, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5	1.609,10
601.3 FS-212	Наконечник, ключ для насадок 7, бокс размер 1/2, насадки P, PS, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5	1.233,50

22

PERIO BASIC LINE / ПЕРИО БАЗИС ЛАЙН

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
601.4 FS-213	Без наконечника, ключ для насадок 3, бокс 1/4, насадки PL1, PL2, PL3	352,60
601.5 FS-214	Без наконечника, ключ для насадок 6, бокс 1/4, насадки P, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5	752,10

СИСТЕМЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЯ 602 / SCALING PRO LINE

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
602.1 FS-215	Наконечник, ключ для насадок 3, бокс 1/4, насадки А, P, PS	705,20
602.2 FS-216	Без наконечника, ключ для насадок 3, бокс 1/4, насадки А, P, PS	293,60

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 603 ENDO PRO LINE/ЭНДО ПРО ЛАЙН

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
603.1 FS-217	Endo Pro Master /Эндо Про Мастер Наконечник, ключ для насадок 4, эндодонтический ключ, бокс 1/2, насадки эндочак 120 и 180 градусов, RT1, RT2, RT3(5), RE2(5), Retro Verutti(10), D, H, комплект файлов	1.409,30
603.2 FS-218	Endo Pro Optho /Эндо Про Ортопедия Наконечник, ключ для насадок, эндодонтический ключ, бокс 1/4, насадки эндочак 90 градусов, эндочак 120 градусов, комплект файлов	669,20
603.3 FS-219	Endo Pro Retro/Эндо Про Ретро Наконечник, эндодонтический ключ, бокс 1/4, насадки эндочак 120 градусов, RE2(5), комплект файлов Ретро Берутти(10)	892,90
603.4 FS-220	Endo Pro Retreatment/ Система Эндо Про Наконечник, ключ для насадок 3, эндодонтический ключ, бокс 1/4, насадки эндочак 180 градусов, D, RT1, RT2, RT3(5)	868,90

ENDO BASIC LINE/ЭНДО БАЗИС ЛАЙН

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
603.5 FS-221	Endo Basic Ortho/Эндо Базис Ортопедия Без наконечника, ключ для насадок, эндодонтический ключ, бокс 1/4, эндочак 120 градусов, насадка H, комплект файлов	275,10
603.6 FS-222	Endo Basic Retro/ Эндо Базис Ретро Без наконечника, эндодонтический ключ, бокс 1/4, эндочак 120 градусов, RE2(5), файлы Ретро Берутти(5)	435,60
603.7 FS-223	Endo Basic Retreatment/ Система Эндо Базис Без наконечника, ключ для насадок 2, эндодонтический ключ 1, бокс 1/4, эндочак 180 градусов, RT1, RT2, RT3(5)	556,70

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 604 RESTORATIVE PRO LINE

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
604.1 FS-224	Restorative Pro Cavity/ Реставрационная система Про Кавити Наконечник, ключ для насадок 7, бокс 1/2, насадки SD, SM, SB, SBD, SBM, VE, PF	1.151,70
604.2 FS-225	Restorative Pro Cavity/ Реставрационная система Про Кавити Без наконечника, ключ для насадок 7, бокс 1/2, насадки SD, SM, SB, SBD, SBM, VE, PF	831,80

RESTORATIVE BASIC LINE/РЕСТАВРАЦИОННЫЕ БАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
604.3 FS-226	Restorative Basic Cavity/ Реставрационная базовая система Кавити Без наконечника, ключ для насадок 3, бокс 1/4, насадки SD, SM, SB	382,10
604.4 FS-227	Restorative Basic Cavity/ Реставрационная базовая система Кавити Без наконечника, ключ для насадок 2, бокс 1, насадки SD, SM	228,10
604.5 FS-228	Restorative Basic Finishing/Реставрационная базовая система для полирования Без наконечника, ключ для насадок 3, бокс 1/4, насадки SB, SBD, SBM	350,40
604.6 FS-229	Restorative Basic Amalgam/ Реставрационная базовая FS-229 система для работы с амальгамой (уплотнение и полировка) Без наконечника, ключ для насадок 3, бокс 1/4, насадки E, F, G	263,10
EN-037	Универсальный ультразвуковой наконечник систем серии 600	534,00

НАСАДКИ И ФАЙЛЫ



DS-001A (A)



DS-007A (F)



DS-016A (PS)



DS-002A (C)



DS-008A (G)



DS-030A (PL1)



DS-003A (B)



DS-010A
(Эндочак 120°)



DS-031A (PL2)



DS-004A (H)



DS-011A (P)



DS-032A (PL3)



DS-005A (D)



DS-012
(Эндочак 90°)



DS-033A (PL4)



DS-006A (E)



DS-015A (SP)




DS-034 (PL5)



DS-051A (SM)



DS-064A (VE)



**DT-006 – DT-010
(Файлы №№15 – 35)**



DS-052A (SD)



DS-065A (DPL3)



**DT-060
(Файлы Берутти)**



DS-057A (SB)



DS-066A (RT1)



DS-060A (SBM)



DS-067A (RT2)



DT-061 (RE2)



DS-061A (SBD)



DS-069 (Эндочак 180°)



DT-062 (RT3)



DT-062A (PF)



DS-075A (HPL3)



DT-065A (PI)



АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
DS-100A	Насадка SC для расщепления альвеолярного гребня	131,00
DS-101A	Насадка SL1 для костной трансплантации, горизонтального разреза кости	174,70
DS-102B	Насадка SL2 для остеотомии	174,70
DS-103B	Насадка SL3 для удаления мембраны	103,70
DS-104B	Насадка SL4 для забора костной ткани	131,00
DS-105A	Насадка BC для прецизионного разреза кости	131,00
DS-106A	Насадка BCL для прецизионного разреза кости, левосторонняя	174,70
DS-107A	Насадка BCR для прецизионного разреза кости, правосторонняя	174,70
DS-108B	Насадка RS1 для ретроградного препарирования с алмазным покрытием	174,70
DS-109B	Насадка RS2 для ретроградного препарирования	131,00
DS-110B	Насадка RS3 для ретроградного препарирования с алмазным покрытием (90°)	174,70
DS-111A	Насадка EX1 для удаления зуба	174,70
DS-112A	Насадка EX2 для удаления зуба, прямая	131,00
DS-113A	Насадка EXL для удаления зуба, левосторонняя	131,00
DS-114A	Насадка EXR для удаления зуба, правосторонняя	131,00
DS-001A	Насадка А для удаления камня универсальная	79,70
DS-002A	Насадка С для удаления камня	86,00
DS-003A	Насадка В для удаления камня	86,00
DS-004A	Насадка Н для уплотнения гуттаперчи (можно использовать для вспомогательных работ в эндодонтии)	86,00
DS-005A	Насадка D для удаления штифтов, коронок, мостов, пломб	86,00
DS-006A	Насадка E для работы с амальгамой	86,00
DS-007A	Насадка F для уплотнения амальгамы	86,00
DS-008A	Насадка G для полировки реставрационных материалов	86,00
DS-010	Эндочак 120° универсальная эндодонтическая насадка	108,30
DS-011A	Насадка P пародонтологическая длина 15 мм, используется также для удаления камня из глубоких поддесневых карманов	91,20
DS-012	Эндочак 90° эндодонтическая насадка для обработки корневых каналов передних зубов	108,30
DS-015A	Насадка SP для распределения фиксирующего цемента при наложении вкладок и виниров, используется со специальными колпачками	114,60
DS-016A	Насадка PS пародонтологическая супертонкая, длина 15 мм, для межпроксимальной и поддесневой обработки	108,30
DS-030A	Насадка PL1 пародонтологическая с левым изгибом для зон фуркаций и вогнутых корней	125,50
DS-031A	Насадка PL2 пародонтологическая с правым изгибом для зон фуркаций и вогнутых корней	125,50
DS-032A	Насадка PL3 прямая для обработки 3-миллиметровых дистально-мезиальных карманов	108,30

DS-033A	Насадка PL4 пародонтологическая с левым изгибом с шариком на конце для обработки поддесневых поверхностей многокорневых зубов	125,50
DS-034A	Насадка PL5 пародонтологическая с правым изгибом с шариком на конце для обработки поддесневых поверхностей многокорневых зубов	125,50
DS-051 A	Насадка SM для обработки контактных кариозных полостей с кончиком в форме лопатки с алмазным напылением	144,40
DS-052 A	Насадка SD для обработки контактных кариозных полостей с алмазным напылением на конце	144,40
DS-057 A	Насадка SB тонкая для препарирования малых кариозных полостей на щечной и окклюзионной поверхностях с кончиком в виде шарика	122,70
DS-060 A	Насадка SBM мезиальная для обработки аппроксимальных полостей с маленьким шариком на конце	122,70
DS-061 A	Насадка SBD дистальная для обработки аппроксимальных полостей с маленьким шариком на конце	122,70
DS-062 A	Насадка PF для обработки фиссур — для препарирования окклюзионных поверхностей	144,40
DS-064 A	Насадка VE для обработки под винир (препарирование поверхностей без риска повреждения соседнего зуба)	144,40
DS-065A	DP3 пародонтологическая насадка с алмазным напылением для очистки корневых поверхностей в хирургии	151,30
DS-075A	HPL3 пародонтологическая насадка с алмазным напылением для очистки корневых поверхностей в хирургии	151,30
DS-066A	Насадка RT1 для поиска просвета и обработки устья канала	151,30
DS-067A	Насадка RT2 для предварительной обработки канала перед использованием насадки RT3	151,30
DT-062	Насадка RT3 (продается по 5 штук в комплекте) — файл с нитрид-титановым покрытием с очень тонким длинным кончиком для извлечения обломков инструментов, сломанных в корневом канале, используется с эндочаком 180 град.	189,20
DS-069	Эндочак 180° используется с файлами RT3 для извлечения обломков инструментов из корневого канала	108,30
DT-006	Файлы №15 бокс из 6 штук	16,60
DT-007	Файлы №20 бокс из 6 штук	16,60
DT-008	Файлы №25 бокс из 6 штук	16,60
DT-009	Файлы №30 бокс из 6 штук	16,60
DT-010	Файлы №35 бокс из 6 штук	16,60
DT-011	Набор файлов (15, 20, 25, 30,35)	84,30
DT-060	Файлы Берутти для апикальной эндодонтической хирургии (препарирование корневых каналов) с алмазным напылением на кончике, изогнутом под углом 90 градусов (5 штук в комплекте)	189,20
DT-061	Насадка RE 2 для препарирования шейки корневого канала с кончиком, изогнутым под углом 90 градусов (5 штук в комплекте)	200,10

DT-065A	Насадка PI (4 штуки в комплекте) для очистки имплантатов и реставрационных материалов, используется с эндочаком 120 и 90 градусов	112,30
DT-018	Ключ для эндочака плоский	16,80
EL-063	Колпачки пластиковые к насадке SP (6 штук в комплекте)	15,00

Swiss Master Light

ЛАМПА ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ



DEEP BLUE® – лампа для полимеризации, подключается к любым аппаратам EMS серии Piezon (Piezon Master 600, Piezon Master 400, Mini Master, Mini Piezon, встроенный модуль KIT Piezon, AIR FLOW S2). Фиксируется на стандартный разъем вместо ультразвукового наконечника. Небольшой вес – всего 90 грамм, включая 8-мм световод. Подача звукового сигнала каждые 5 секунд во время полимеризации. Закрытая гигиеническая система с защитой от попадания влаги. Большой выбор световодов.

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-151CA	Swiss Master Light - лампа для полимеризации	2.707,30
FS-323#B/001	DEEP BLUE ® System в комплекте корпус лампы, универсальный 8-мм черный световод, защитный козырек, защитное стекло (для Piezon Master 400, Mini Master, Mini Piezon, встроенный модуль KIT Piezon, AIR FLOW S2)	1.064,30
FS-323#B/004	DEEP BLUE ® System в комплекте корпус лампы универсальный 8-мм черный световод, защитный козырек, защитное стекло (для Piezon Master 600, без провода)	1.064,30

DEEP BLUE® Аксессуары



Арт. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
DT-085	DEEP BLUE® Light guide 8 мм прозрачный световод, 1100 mW/cm ²	267,40
DT-086	DEEP BLUE® Light guide 5 мм прозрачный световод, 2100 mW/cm ²	267,40
DT-087	DEEP BLUE® Light guide 3 мм черный световод, 2200 mW/cm ²	283,80
DT-090	DEEP BLUE® Light guide 5 мм черный световод, 1800 mW/cm ²	283,80
DT-089	DEEP BLUE® Light guide 8 мм черный световод, 1000 mW/cm ²	283,80



Арт. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
DT-083	DEEP BLUE® eye protection защитное стекло оранжевого цвета	16,40
DT-084A	DEEP BLUE® eye protection защитный козырек оранжевого цвета	27,30

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ПЬЕЗОН» И «ЭР-ФЛО»



33

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
DW-002	Тележка	319,00

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ AIR-FLOW



DV-048

Профилактический порошок AIR-FLOW

Необразивный, мелкодисперсный, в основе бикарбонат натрия - для полировки и удаления зубного налета

Шесть различных вкусов - вишня, лимон, мята, тропикана, черная смородина, нейтральный.

Расфасовка по 300 г. в одном флаконе.

Цена: 25,00 евро



DV-071

Профилактический порошок AIR-FLOW "SOFT"

Еще более мелкодисперсный, чем обычный профилактический порошок. Используется со всеми

Аппаратами EMS серии AIR-FLOW.

Расфасовка по 200 г. в одном флаконе.

Цена: 28,60 евро



DV-027

Порошок AIR-FLOW Prep

оксид алюминия, абразивный

Для аппаратов AIR-FLOW Prep K1 (подготовка фиссур)

Расфасовка по 250 г. в одном флаконе.

Цена: 30,60 евро



DV-079

AIR-FLOW "PERIO"

Порошок для работы в пародонтальных карманах

Расфасовка по 120 г.

Цена: 20,30 евро

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
